



Tracciabilità del percorso casa-laboratorio del kit per l'esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nella provincia di Brescia


Lo scopo del presente lavoro è quantificare la percentuale di inviti degli utenti che non avevano indicato la data di raccolta del campione e che sono stati analizzati a seguito del recupero del dato tramite contatto telefonico

E.Grassi;M. Corsini;E.Bresciani;P.Vergani;S.Cellich
Laboratorio Sanità Pubblica ATS BRESCIA



Tracciabilità del percorso casa-laboratorio del kit per l'esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nella provincia di Brescia

Percorso diagnostico terapeutico del programma di screening del tumore del colon-retto



E.Grassi;M. Corsini;E.Bresciani;P.Vergani;S.Cellich
Laboratorio Sanità Pubblica ATS BRESCIA



Tracciabilità del percorso casa-laboratorio del kit per l'esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nella provincia di Brescia

Tabella riassuntiva dell'attività del Laboratorio di Sanità Pubblica della ATS di Brescia nei primi nove mesi dell'anno 2019

Anno 2019	Tot campioni	N. POS	% POS	N. Non Idonei	% Non Idonei
gennaio	2305	92	3,99	318	13,8
febbraio	4132	183	4,43	387	9,37
marzo	13887	619	4,46	534	3,85
aprile	11180	508	4,54	656	5,87
maggio	12696	713	5,62	576	4,54
giugno	8379	387	4,62	455	5,43
luglio	6669	239	3,58	510	5,43
agosto	5035	205	4,07	349	7,65
settembre	5838	199	3,41	470	6,93

E.Grassi;M. Corsini;E.Bresciani;P.Vergani;S.Cellich
Laboratorio Sanità Pubblica ATS BRESCIA



Tracciabilità del percorso casa-laboratorio del kit per l'esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nella provincia di Brescia

E.Grassi;M. Corsini;E.Bresciani;P.Vergani;S.Cellich
Laboratorio Sanità Pubblica ATS BRESCIA



Tracciabilità del percorso casa-laboratorio del kit per l'esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nella provincia di Brescia

Il test per la ricerca del sangue occulto fecale
Si basa su un autocampionamento del materiale biologico (feci)

La correttezza del campionamento, il tempo tra la raccolta, l'analisi e le modalità di conservazione del campione stesso sono cruciali ai fini dell'incertezza complessiva del risultato



E.Grassi;M. Corsini;E.Bresciani;P.Vergani;S.Cellich
Laboratorio Sanità Pubblica ATS BRESCIA



Tracciabilità del percorso casa-laboratorio del kit per l'esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nella provincia di Brescia

I dispositivi di raccolta del campione contengono un tampone che ha funzione di stabilizzare l'emoglobina eventualmente presente.

La data di raccolta del campione è quindi fondamentale ai fini della validità del campione



E.Grassi;M. Corsini;E.Bresciani;P.Vergani;S.Cellich
Laboratorio Sanità Pubblica ATS BRESCIA



Tracciabilità del percorso casa-laboratorio del kit per l'esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nella provincia di Brescia

In 5 mesi (17/04/2019-17/09/2019)
Sono pervenuti al Laboratorio
40048 campioni dalle farmacie
1453 non avevano indicato la data
di raccolta del campione
898 recuperati tramite telefono


Riduzione della percentuale di
campioni non analizzati di 2,2%

E.Grassi;M. Corsini;E.Bresciani;P.Vergani;S.Cellich
Laboratorio Sanità Pubblica ATS BRESCIA



Tracciabilità del percorso casa-laboratorio del kit per l'esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nella provincia di Brescia

La completezza delle informazioni fornite sia all'utente che al farmacista e una accettazione informatizzata del campione in farmacia rappresentano obiettivi concreti in relazione alla tracciabilità del campione per la ricerca del sangue occulto utente - Laboratorio



E.Grassi;M. Corsini;E.Bresciani;P.Vergani;S.Cellich
Laboratorio Sanità Pubblica ATS BRESCIA